

문서 번호: KCL 25-06-01호

발행일자 : 2025.06.13

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내드리오니 임상 진료에 참고하시기 바랍니다

- 아 래 -

## ◆ 검사정보 변경

검사항목	변경 전	변경 후	비고
<b>Calcium,ionized</b> (KCL 코드: 5230)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 검사방법: Colorimetry</li> <li>· 보험정보: 누281/D2810024Z (질가산 포함코드)</li> <li>· 검사수가: 6,060원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 검사방법: <b>Calculation</b></li> <li>· 보험정보: 선행검사 <b>Calcium(Ca): 누280/D2800054Z</b> <b>Albumin: 누188가/D1880004Z</b> (질가산 포함코드)</li> <li>· 검사수가: <b>3,350원</b></li> <li>· <b>【적용일자 : 2025.06.23.】</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 검사건수 감소로 인한 검사정보 변경</li> </ul>
<b>ANA(정량)</b> (KCL 코드: 5227)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 참고치: Negative &lt; 1:160</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 참고치: <b>Negative &lt; 1:80</b></li> <li>· <b>【적용일자 : 2025.07.01】</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경</li> </ul>

◆ 항균제 최소억제 농도검사 보고 항균제 변경 [적용일 : 2025.06.23.(보고일 기준)]

세균배양검사 항균제 최소억제 농도검사(MIC)시약 변경으로 인하여 일부 균종의 보고 항균제 조성이 변경되어 안내드립니다.

\* 검사항목

- 일반배양-배양,동정및약제감수성 [항균제 최소억제 농도검사]
- 혈액배양 및 동정 [항균제 최소억제 농도검사]
- MRSA culture [항균제 최소억제 농도검사]

\* 항균제 조성 List

[최신 CLSI 가이드라인 의거]

균종	Enterobacteriaceae	Other Non-Enterobacteriaceae	Staphylococcus spp.	Enterococcus spp.
항 관 제	Amikacin	Amikacin	Cefoxitin	Ampicillin
	Amoxicillin/Clavulanate	Aztreonam	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin
	Ampicillin	Cefepime	Clindamycin	Daptomycin
	Aztreonam	Ceftazidime	Daptomycin	Fosfomicin
	Cefazolin	Ceftriaxone	Doxycycline	Gnetamicin-Synergy
	Cefepime	Ciprofloxacin	Erythromycin	Linezolid
	Cefoxitin	Gentamicin	Gentamicin	Nitrofurantoin
	Ceftaroline	Imipenem	Linezolid	Penicillin
	Ceftolozane/Tazobactam	Levofloxacin	Moxifloxacin	Streptomycin-Synergy
	Ceftazidime	Meropenem	Nitrofurantoin	Vancomycin
	Ceftazidime/Avibactam	Piperacillin/Tazobactam	Oxacillin	
	Ceftriaxone	Tetracycline	Penicillin	
	Cefuroxime	Tobramycin	Rifampin	
	Ciprofloxacin	Trimethoprim/sulfamethoxazole	Trimethoprim/sulfamethoxazole	
	Ertapenem		Vancomycin	
	Fosfomicin			
	Gentamicin			
	Imipenem			
	Levofloxacin			
	Meropenem			
Nitrofurantoin				
Piperacillin/Tazobactam				
Tetracycline				
Tobramycin				
Trimethoprim/sulfamethoxazole				
균종	<i>Acinetobacter</i> spp.		<i>Burkholderia cepacia</i> complex	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
항 관 제	Amikacin	Tobramycin	Ceftazidime	Amikacin
	Cefepime	Trimethoprim/sulfamethoxazole	Levofloxacin	Aztreonam
	Ceftazidime		Meropenem	Cefepime
	Ceftriaxone		Trimethoprim/sulfamethoxazole	Ceftolozane/Tazobactam
	Ciprofloxacin			Ceftazidime
	Colistin			Ceftazidime/Avibactam
	Gentamicin			Ciprofloxacin
	Imipenem			Imipenem
	Levofloxacin			Levofloxacin
	Meropenem			Meropenem
	Piperacillin/Tazobactam			Piperacillin/Tazobactam
Tetracycline			Tobramycin	

\* 균종에 따라 보고 항균제는 상이할 수 있습니다.

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.