



문서 번호: KCL 25-06-03호

발행일자 : 2025.06.17

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 재단에서 시행하는 검사항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내드리오니 임상 진료에 참고하시기 바랍니다

- 아 래 -

◆ 검사정보 변경

검사항목	변경 전	변경 후	비고
Calcium,ionized (KCL 코드: 5230)	· 검사방법: Colorimetry · 보험정보: 누281/D2810024Z (질가산 포함코드) · 검사수가: 6,060원	· 검사방법: Calculation · 보험정보: 선행필수검사 Calcium(Ca): 누280/D2800054Z Albumin: 누188가/D1880004Z (질가산 포함코드) · 검사수가: 0원 【적용일자 : 2025.06.23】	· 검사건수 감소로 인한 검사정보 변경 · 동시의뢰 항목 1029 Calcium(Ca) 1002 Albumin ※ 동시 미 의뢰시 검사 진행 불가 ※ KCL 25-06-02호 공문 내용 중 검사 수가 정정
HSV type I IgG (KCL 코드: 1622)	· 검사일/소요일: 월-금/1일 · 검사방법: EIA · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20.0 Borderline: 20.0~25.0 Positive: > 25.0	· 검사일/소요일: 월-토/1일 · 검사방법: ECLIA · 참고치(단위: COI): Non-Reactive: < 0.6 Borderline: 0.6~0.9 Reactive: ≥ 1.0 【적용일자 : 2025.07.07】	· 시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경
HSV type II IgG (KCL 코드: 1623)	· 검사일/소요일: 월-금/1일 · 검사방법: EIA · 참고치(단위: U/mL): Negative: < 20.0 Borderline: 20.0~25.0 Positive: > 25.0	· 검사일/소요일: 월-토/1일 · 검사방법: ECLIA · 참고치(단위: COI): Non-Reactive: < 0.51 Borderline: 0.51~0.99 Reactive: ≥ 1.00 【적용일자 : 2025.07.07】	

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.