

문서 번호: KCL 26-06-04호

발행일자 : 2026.06.18

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 임상 각 과, 원무과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사 항목에 대한 정보를 아래와 같이 안내해 드리오니 임상 진료에 참고하시기를 바랍니다.

- 아 래 -

◆ 검사 정보 변경

검사 항목	변경 전	변경 후	비고
BK virus PCR (KCL 코드: 1692)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: BK virus PCR · 검사방법: PCR · 검사일/소요일: 월,수,금/2일 · 보험정보: 누658가/D658102KZ · 검사수가: 37,240원 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: BK virus [Real-time PCR] · 검사방법: Real-time PCR · 검사일/소요일: 월-금/1일 · 보험정보: 누658나/D658211KZ · 검사수가: 49,770원 <p>【적용일자: 2026.07.01 접수분】</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 검사정보 변경
<i>Pneumocystis jirovecii (carinii)</i> PCR (KCL 코드: 1068)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 월-금/2일 · 검체: <ul style="list-style-type: none"> - Sputum - Bronchoalveolar lavage and oropharyngeal and tracheal aspirates - Lung biopsy material - Oropharyngeal washing fluids and swabs 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 월-금/1일 · 검체: <ul style="list-style-type: none"> - Sputum - Bronchoalveolar lavage fluid - Bronchial washing - Throat swab <p>【적용일자: 2026.07.01 접수분】</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 소요일 단축 및 검체 명확화

◆ 검사 정보 변경

검사 항목	변경 전	변경 후	비고
HSV IgM (KCL 코드: 5048)	· 검사방법 : CIA · 참고치 : Negative <0.90 Index Equivocal 0.90-1.09 Positive ≥1.10	· 검사방법 : ELISA · 참고치 : Negative <20.0 U/mL Borderline 20.0-25.0 Positive >25.0 【적용일자: 2026.07.01 접수분】	· 시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경
HSV IgG (KCL 코드: 5049)			
HSV IgM (CSF) (KCL 코드: 1602)	· 검사방법 : CIA · 참고치 : Not established Index	· 검사방법 : ELISA · 참고치 : Not established U/mL 【적용일자: 2026.07.01 접수분】	
HSV IgG (CSF) (KCL 코드: 1601)			
ASCA (Anti <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Ab) - ASCA IgA - ASCA IgG (KCL 코드: 2369)	· 참고치 : Negative. 0.0-20.0 Units Equivocal 20.1-24.9 Positive .. ≥25.0	· 참고치 : Normal <10.0 U/mL Elevated. ≥10.0 【적용일자: 2026.07.01 접수분】	

상기관련 문의는 02-559-2321로 연락 주십시오. 끝.

의료법인 케이씨엘의료재단
 한국임상의학연구소 [직인생략]